

KaWe MedCenter® 5000 · Diagnostik-Sets


KaWe MedCenter® 5000 · Diagnostic Sets

**Technische Daten:**

- Netzanschlussspannung:
100-230 V, 50/60 Hz
- Ausgangsspannung: 3,5 V
- Ausgangsstrom:
max. 2000 mA

Technical data:

- connection voltage:
100-230 V, 50/60 Hz
- output voltage: 3.5 V
- output current: max. 2000 mA



MERKMALE | FEATURES

- modernes, innovatives Design
 - 24 Stunden Einsatzbereitschaft
 - Stand-by Modus (memorized light function)
 - dimmbarer Tastschalter zur Lichtregulierung
 - längere Lebensdauer der Lampen durch schonende, gepulste Anlaufphase
 - ergonomische Griffe
 - „KaWe STS®-Technology“ mit Soft-touch handle
 - Ein- und Abschalt-Automatik
 - einfache Reinigung
 - mit Diebstahlsicherung
 - leichte Wandmontage
- modern, innovative design
 - 24 h operational readiness
 - stand-by-mode (memorized light function)
 - dimmable touch switch for light control
 - longer lifetime of the lamps due to gentle, pulsed start-up phase
 - ergonomic handles
 - KaWe STS®-Technology with soft-touch handle
 - automatic on/off switch
 - easy cleaning
 - anti-theft system
 - easy wall mounting

KaWe MedCenter® 5000

WANDSTATION | WALL-MOUNTED DIAGNOSTIC SET

Hochwertige Elektronik in einer Wandstation vereint – unser smartes KaWe MedCenter® 5000.

Alle Geräte verfügen über ergonomische Griffe mit einer einzigartigen, dimmbaren Beleuchtungsregulierung, dem anwenderfreundlichen "Soft-Touch-System" (KaWe STS®). Mit der sogenannten "KaWe STS®-Technology" regulieren Sie mit weichem Druck die Lichtintensität je nach Bedarf herauf oder herunter. Die zuletzt regulierte Beleuchtungsstärke bleibt bei Entnahme der Griffe bestehen (memorized light function). Die Geräte sind außerdem mit einer Diebstahlsicherung vor unbefugten Zugriffen geschützt. Die KaWe MedCenter® 5000 Wandstation vereint damit hohe technische Qualität mit Zuverlässigkeit und Sicherheit in der Anwendung.

A combination of high-quality electronics all in one wall-mounted unit – our smart KaWe MedCenter® 5000.

All of the instruments have ergonomic handles with unique dimmable light switches, the user-friendly "soft-touch-system" (KaWe STS®). With this STS technology, soft push buttons are used to adjust the light intensity as needed. The last used light intensity setting is saved even after the handle is removed (memorized light function). The instruments also have a theft-deterrent system to guard against unauthorized use. The KaWe MedCenter® 5000 wall-mounted station combines high technical quality with reliability and user safety.

48

KaWe EUROLIGHT® E25 – Detailansicht | Detailed view



	Blenden	Apertures
I	Spaltblende – zur Unterscheidung bei Niveaudifferenzen (z.B. bei Tumoren oder Papillenödem)	Slit aperture – to differentiate level differences (e.g. in the case of tumors or papilloedema)
○	Großer Kreis – für normale Fundus-Untersuchungen	Large circle – for normal fundus examinations
◐	Kleiner Kreis – zur Reflexreduzierung bei kleinen Pupillen	Small circle – for reflex reduction when the pupils are small
◑	Halbkreis – zur Reflexreduzierung bei kleinen Pupillen	Semi-circle – for reflex reduction when the pupils are small
◒	Großer Kreis – grün (rotfrei) zur Erkennung feiner Gefäßveränderungen, filtert rote Lichtstrahlen im Beobachterfeld.	Large circle – green (red-free) for the recognition of fine vessel modifications, filters red light beams within the observation field
◓	Fixierhilfe zur Feststellung von zentralen und exzentrischen Fixationen	Fixing aid for the determination of central and eccentric fixations

KaWe MedCenter® 5000 Sets

OTOSKOP-/OPHTHALMOSKOP-SETS
OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SETS



3,5 V

F.O. LED E25

REF 02.85030.002

(»51)

Grund- und Ausbaumodul, 2 Köpfe, 2 Griffe,
mit wechselbarem Netzstecker,
inkl. Wandmontage-Set

Basic and add-on module, 2 heads, 2 handles,
with exchangeable mains plug
incl. wall-mounting set



Otoskop-Kopf*, night

Otoscope head*, night

REF 01.73550.021

LED hp

KaWe PICCOLIGHT® F.O. LED high power

KaWe PICCOLIGHT® F.O. LED high power

LED high power-Lampe

LED high power bulb

REF 12.75253.003

3-fache Lupenvergrößerung

3X-magnification



Ophthalmoskop-Kopf, schwarz

Ophthalmoscope head, black

REF 01.85255.021

KaWe EUROLIGHT® E25

KaWe EUROLIGHT® E25

Xenon/Halogen-Lampe

xenon/halogen bulb

REF 12.75234.003

5 Blenden

5 apertures

mit Korrektionslinsenrad, 1-stufig,
-36 bis +35 Dioptrienwith lens correction dial, single dioptr steps,
-36 to +35 diopters

71 Linsen, Polarisationsfilter

71 single dioptr steps, polarizing filter



3,5 V

C / E55

REF 02.85010.002

(»51)

Grund- und Ausbaumodul, 2 Köpfe, 2 Griffe,
mit wechselbarem Netzstecker,
inkl. Wandmontage-Set

Basic and add-on module, 2 heads, 2 handles,
with exchangeable mains plug
incl. wall-mounting set



Otoskop-Kopf*, night

Otoscope head*, night

REF 01.73320.021

KaWe PICCOLIGHT® C

KaWe PICCOLIGHT® C

XL

Xenon-Lampe

xenon bulb

REF 12.75241.003

3-fache Lupenvergrößerung

3X-magnification



Ophthalmoskop-Kopf, night

Ophthalmoscope head, night

REF 01.87555.021

KaWe PICCOLIGHT® E55

KaWe PICCOLIGHT® E55

Xenon/Halogen-Lampe

xenon/halogen bulb

REF 12.75232.003

5 Blenden

5 apertures

mit Korrektionslinsenrad stufenweise
von +20 bis -20 Dioptrienwith lens correction dial in steps
from +20 to -20 dioptr steps

*Zubehör

*Accessories

(»22)

nur mit Ohrtrichter 2,5 / 4,0 mm für
KaWe PICCOLIGHT® Otoskope verwendbar
oder Sie bestellen alternativ das praktische
Ohrtrichtermodul REF 02.84001.002

only to be used with 2.5/4.0 mm ear funnels
for KaWe PICCOLIGHT® otoscopes
alternatively, the practical ear funnel module
REF 02.84001.002 may also be ordered

(»51)

KaWe MedCenter® 5000 Sets

OTOSKOP-/OPHTHALMOSKOP-SETS
OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SETS



3,5 V

F.O.LED E56 (EU)

REF 02.85021.002

(»51)

Grund- und Ausbaumodul, 2 Köpfe, 2 Griffe,
mit wechselbarem Netzstecker,
inkl. Wandmontage-Set

Basic and add-on module, 2 heads, 2 handles,
with exchangeable mains plug
incl. wall-mounting set



Otoskop-Kopf*, night

Otoscope head*, night

REF 01.73550.021

LED hp

KaWe PICCOLIGHT® F.O. LED high power
LED high power-Lampe
3-facher Lupenvergrößerung

KaWe PICCOLIGHT® F.O. LED high power
LED high power bulb
3X-magnification

REF 12.75253.003



Ophthalmoskop-Kopf, night

Ophthalmoscope head, night

REF 01.87561.021

XH

KaWe PICCOLIGHT® E56, EU
Xenon/Halogen-Lampe
6 Blenden

KaWe PICCOLIGHT® E56, EU
xenon/halogen bulb
6 apertures

REF 12.75232.003

6

EU

Grünfilter
mit Korrektionslinsenrad stufenweise
von +20 bis -20 Dioptrien

green filter
with lens correction dial in steps
from +20 to -20 dioptres



3,5 V

F.O.LED E56 (US)

REF 02.85020.002

(»51)

Grund- und Ausbaumodul, 2 Köpfe, 2 Griffe,
mit wechselbarem Netzstecker,
inkl. Wandmontage-Set

Basic and add-on module, 2 heads, 2 handles,
with exchangeable mains plug
incl. wall-mounting set



Otoskop-Kopf*, night

Otoscope head*, night

REF 01.73550.021

LED hp

KaWe PICCOLIGHT® F.O. LED high power
LED high power-Lampe
3-facher Lupenvergrößerung

KaWe PICCOLIGHT® F.O. LED high power
LED high power bulb
3X-magnification

REF 12.75253.003



Ophthalmoskop-Kopf, night

Ophthalmoscope head, night

REF 01.87566.021

XH

KaWe PICCOLIGHT® E56, US
Xenon/Halogen-Lampe
6 Blenden

KaWe PICCOLIGHT® E56, US
xenon/halogen bulb
6 apertures

REF 12.75232.003

6

US

Blaufilter
mit Korrektionslinsenrad stufenweise
von +20 bis -20 Dioptrien

blue filter
with lens correction dial in steps
from +20 to -20 dioptres



*Zubehör

*Accessories

(»22)

nur mit Ohrtrichter 2,5 / 4,0 mm für
KaWe PICCOLIGHT® Otoskope verwendbar
oder Sie bestellen alternativ das praktische
Ohrtrichtermodul REF 02.84001.002

only to be used with 2.5/4.0 mm ear funnels
for KaWe PICCOLIGHT® otoscopes
alternatively, the practical ear funnel module
REF 02.84001.002 may also be ordered

(»51)

KaWe MedCenter® 5000

MODULE | MODULES



51

Module | module

1	Grundmodul mit 1 Griff und wechselbarem Netzstecker, inkl. Wandmontage-Set	Basic module with 1 handle and universal mains plug incl. wall mounting set	REF 02.81000.002
2	Grund- und Ausbaumodul mit 2 Griffen und wechselbarem Netzstecker, inkl. Wandmontage-Set	Basic and add-on module with 2 handles and universal mains plug incl. wall mounting set	REF 02.81001.002
3	Ausbaumodul mit 1 Griff	Add-on module with 1 handle	REF 02.84000.002
4	Ohrtrichtermodul mit 2 Aufbewahrungsröhrchen inkl. je 20 x Ø 2,5 mm / 4,0 mm Einweg-Ohrtrichter	Ear funnel module with 2 small storage tubes each with 20 x Ø 2.5 mm / 4.0 mm disposable ear funnels	REF 02.84001.002

Hinweis: Das KaWe MedCenter® 5000 ist mit maximal drei Griffen verwendbar!

Wandmontage-Set bestehend aus:
1 x Aufhängevorrichtung, 5 Schrauben mit Dübel, Wechselbarer Netzstecker EU (240V), US (110V), GB (240V)

Note: The KaWe MedCenter® 5000 can be used with a maximum of three handles!

Wall mounting set consisting of:
1 x mounting fixture, 5 screws with anchors, exchangeable mains plug EU (240V), US (110V), GB (240V)



KaWe MASTERMED® C

REF 04.32750.232

5 **Wandmodell**
Aneroid-Blutdruckmessgerät, zur Anwendung mit Wandstation KaWe MedCenter® 5000, 150 mm Skalendurchmesser, Skalierung 0 - 300 mmHg, schwenkbare Halterung 80°, Schrauben und Dübel im Lieferumfang enthalten, Spiralschlauch mit Aktionsradius: 3 m weitere Merkmale (»122)

Wall-mounted model
Aneroid blood pressure measuring device, for use with the wall-mounted KaWe MedCenter® 5000 work station, 150 mm scale diameter, scaling: 0-300 mmHg, mounting bracket swivels 80°, screws and wall anchors are included, spiral hose with a range of 3 m further features (»122)

KaWe MedCenter® 5000

OTOSKOP-KÖPFE | OTOSCOPE HEADS

1



KaWe PICCOLIGHT® C, F.O.

1	3,5 V XL	Otoskop-Kopf C	Otoscope head C	REF 01.73320.021
		Xenon-Lampe	xenon bulb	
		night	night	

2



2	3,5 V LED hp	Otoskop-Kopf F.O.	Otoscope head F.O.	REF 01.73550.021
		LED high power	LED high power	
		night	night	

OPHTHALMOSKOP-KÖPFE | OPHTHALMOSCOPE HEADS

3



KaWe EUROLIGHT® E25

3	3,5 V XH	Ophthalmoskop-Kopf E25	Ophthalmoscope head E25	REF 01.85255.021
		Xenon/Halogen-Lampe	xenon/halogen bulb	
		schwarz	black	
		5 Blenden	5 apertures	

4



KaWe PICCOLIGHT® E55, E56

4	3,5 V XH	Ophthalmoskop-Kopf E55	Ophthalmoscope head E55	REF 01.87555.021
		Xenon/Halogen-Lampe	xenon/halogen bulb	
		night	night	
		5 Blenden	5 apertures	

5



5	3,5 V XH	Ophthalmoskop-Kopf E56 (EU)	Ophthalmoscope head E56 (EU)	REF 01.87561.021
		Xenon/Halogen-Lampe	xenon/halogen bulb	
		night	night	
		6 Blenden	6 apertures	
		Grünfilter	green filter	

6



6	3,5 V XH	Ophthalmoskop-Kopf E56 (US)	Ophthalmoscope head E56 (US)	REF 01.87566.021
		Xenon/Halogen-Lampe	xenon/halogen bulb	
		night	night	
		6 Blenden	6 apertures	
		Blaufilter	blue filter	

XL Xenon-Lampe / xenon bulb
LED LED-Lampe / LED bulb

XH Xenon/Halogen-Lampe / xenon/halogen bulb

ÜBERSICHT | OVERVIEW

ÜBERSICHT OVERVIEW		KaWe EUROLIGHT®								KaWe COMBILIGHT®								KaWe PICCOLIGHT®									
		Basic Set C10	Basic Set C10/ E10	Basic Set C10/ E15	Basic Set C10/ E16	C10/ E10	F0.30/ E36	F0.30 LED/ s/ E36	F0.30 LED/ hp/ E36	F0.30/ E30	F0.30/ E36	F0.30/ E36	F0.30/ E36	F0.30/ E36	F0.30 LED/ s/ E36	F0.30 LED/ hp/ E36	F0.30 LED/ hp/ E36	C/ E50	C/ E55	F0./ E50	F0./ E55	F0./ E55	F0./ E55	F0./ E56	F0./ E56	F0. LED/ s/ E56	F0. LED/ s/ E56
Versorgungsspannung [V] Supply voltage [V]		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5	2,5	2,5	3,5	3,5	2,5	2,5	3,5	3,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Filter filter					EU		EU	EU	EU		EU	EU	US	EU	EU	EU	EU							EU	US	EU	US
Otoskop-Kopf otoscope head	Vakuum-Lampe vacuum bulb	•	•	•	•	•												•	•								
	Xenon-Lampe xenon bulb						•			•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•		
	LED standard-Lampe LED standard bulb							•							•											•	•
	LED high power-Lampe LED high power bulb								•							•	•										
	Finoff-Zubehör Finoff accessories													•			•										
Ophthalmoskop-Kopf ophthalmoscope head	Vakuum-Lampe vacuum bulb	•	•	•	•	•				•								•	•	•	•	•	•				
	Xenon/Halogen-Lampe xenon/halogen bulb						•	•	•		•	•	•	•	•	•	•							•	•	•	•
	1 Blende 1 aperture		•			•				•								•		•							
	5 Blenden 5 apertures			•															•		•	•	•				
	6 Blenden 6 apertures				•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•							•	•	•	•
Griff handle	1 Metall-Griff (C) 1 metal handle (C)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•										
	1 Kunststoff-Griff (AA) 1 plastic handle (AA)																	•	•	•	•						
	2 Kunststoff-Griffe (AA) 2 plastic handles (AA)																					•	•	•	•	•	•
aufladbar in * rechargeable in *	Ladestation KaWe MedCharge® 4000 (mit KaWe Ladebatterie) Charging station KaWe MedCharge® 4000 (with KaWe rechargeable battery)	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•										
mögliche Energiequelle possible energy source	Batterie(n)* battery (batteries)*	•	•	•	•	•	•	•		•	•			•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	KaWe-Ladebatterie KaWe rechargeable battery	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•										
Zubehör accessories	Diagnostik-Leuchte diagnostic lights																					•	•				
Lieferung erfolgt in packaged in	Reißverschlusstasche bag with zipper					•				•																	
	Stofftasche cloth bag																	•		•		•					
	Box box	•	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•			•				•	•	•	•
erhältlich in available in	sky																				•	•					
	night / sky / stone																	•	•	•	•			•	•	•	•

*nicht im Lieferumfang enthalten / not included

Basic Set C10

OTOSKOP-SET | OTOSCOPE SET



2,5 V

Basic Set C10

REF 02.01000.002

1

2,5 V

Otoskop-Kopf

otoscope head

REF 01.73210.021



KaWe COMBILIGHT® C10

Vakuum-Lampe

Leuchtmittel REF 12.75111.013

Standardbeleuchtung

mit 3-facher Lupenvergrößerung

KaWe COMBILIGHT® C10

vacuum bulb

illuminant REF 12.75111.013

standard illumination

with 3X-magnification

2

1,5 V

Griff

handle

REF 01.74110.002



Schraubverschluss

dimmbar



Batterie-/Ladegriff C, mittel



Batterien: 2 Baby, Typ C

Fastening screw connection

dimnable

battery/charging handle C, medium

batteries: 2 type C

Zubehör

accessories

3

(»23)

3 Dauer-Ohrtrichter Ø 2,5 / 3,5 / 4,5 mm

3 reusable ear funnels Ø 2.5 / 3.5 / 4.5 mm

4

2 Kehlkopfspiegel Ø Gr. 3: 20 mm, Gr. 4: 22 mm

2 laryngeal mirrors Ø size 3: 20 mm, size 4: 22 mm

5

2,5 V

Lampenträger gebogen

curved lamp support

6

Spatelhalter aus Kunststoff

blade holder made of plastic

7

Nasenspekulum verchromt mit Stellschraube

nasal speculum, chrome-plated, with set screw

8

2,5 V

Ersatzlampe

spare bulb

9

Lieferung in weißer Hartschalenbox

packaged in a white hard-top box

REF 01.79103.001

REF 01.79102.001

REF 01.79201.001

REF 01.79202.001

REF 12.75111.013

REF 01.79207.022

Basic Set C10 / E10

OTOSKOP-/OPHTHALMOSKOP-SET | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET



55

2,5 V		Basic Set C10 / E10		REF 02.11001.002
1	2,5 V	Otoskop-Kopf	otoscope head	REF 01.73210.021
		KaWe COMBILIGHT® C10	KaWe COMBILIGHT® C10	
	VL	Vakuum-Lampe	vacuum bulb	
		Leuchtmittel REF 12.75111.013	illuminant REF 12.75111.013	
		Standardbeleuchtung	standard illumination	
		mit 3-facher Lupenvergrößerung	with 3X-magnification	
2	2,5 V	Ophthalmoskop-Kopf	ophthalmoscope head	REF 01.81100.001
		KaWe EUROLIGHT® E10	KaWe EUROLIGHT® E10	
	VL	Vakuum-Lampe	vacuum bulb	
		1 Blende	1 aperture	
		Leuchtmittel REF 12.75114.003	illuminant REF 12.75114.003	
		mit Korrektionslinsenrad	with lens correction dial	
		stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien	incremental steps from +20 to -20 dioptres	
		asphärische Präzisionsoptik	aspherical precision optics	
3	1,5 V	Griff	handle	REF 01.74110.002
		Schraubverschluss	Fastening screw connection	
		dimmbar	dimmable	
		Batterie-/Ladegriff C, mittel	battery/charging handle C, medium	
		Batterien: 2 Baby, Typ C	batteries: 2 type C	
		Zubehör	accessories	
4	(» 23)	3 Dauer-Ohrtrichter Ø 2,5 / 3,5 / 4,5 mm	3 reusable ear funnels Ø 2.5 / 3.5 / 4.5 mm	
5		2 Kehlkopfspiegel Ø Gr. 3: 20 mm, Gr. 4: 22 mm	2 laryngeal mirrors Ø size 3: 20 mm, size 4: 22 mm	REF 01.79103.001
6	2,5 V	Lampenträger gebogen	curved lamp support	REF 01.79102.001
7		Spatelhalter aus Kunststoff	blade holder made of plastic	REF 01.79201.001
8		Nasenspekulum verchromt mit Stellschraube	nasal speculum, chrome-plated, with set screw	REF 01.79202.001
9	2,5 V	Ersatzlampe	spare bulb	REF 12.75111.013
10		Lieferung in weißer Hartschalenbox	packaged in a white hard-top box	REF 01.79207.022

aufladbar in Ladestation KaWe MedCharge® 4000 in Verbindung mit Ladebatterie / rechargeable in KaWe MedCharge® 4000 charging station with rechargeable battery

Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten / Batteries are not included

Basic Set C10 / E15

OTOSKOP-/OPHTHALMOSKOP-SET | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET



2,5 V

Basic Set C10 / E15

REF 02.01008.002

1

2,5 V

Otoskop-Kopf

otoscope head

REF 01.73210.021



VL



KaWe COMBILIGHT® C10

Vakuum-Lampe

Leuchtmittel REF 12.75111.013

Standardbeleuchtung

mit 3-facher Lupenvergrößerung

KaWe COMBILIGHT® C10

vacuum bulb

illuminant REF 12.75111.013

standard illumination

with 3X-magnification

2

2,5 V

Ophthalmoskop-Kopf

ophthalmoscope head

REF 01.81155.001



VL



KaWe EUROLIGHT® E15

Vakuum-Lampe

5 Blenden

Leuchtmittel REF 12.75113.003

mit Korrektionslinsenrad
stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien
asphärische Präzisionsoptik

KaWe EUROLIGHT® E15

vacuum bulb

5 apertures

illuminant REF 12.75113.003

with lens correction dial
incremental steps from +20 to -20 dioptres
aspherical precision optics

3

1,5 V

Griff

handle

REF 01.74110.002



Schraubverschluss

dimmbar



Batterie-/Ladegriff C, mittel



Batterien: 2 Baby, Typ C

fastening screw connection

dimmable

battery/charging handle C, medium

batteries: 2 type C

Zubehör

accessories

4

(» 23)

3 Dauer-Ohrtrichter Ø 2,5 / 3,5 / 4,5 mm

3 reusable ear funnels Ø 2.5 / 3.5 / 4.5 mm

5

2 Kehlkopfspiegel Ø Gr. 3: 20 mm, Gr. 4: 22 mm

2 laryngeal mirrors Ø size 3: 20 mm, size 4: 22 mm

6

2,5 V

Lampenträger gebogen

curved lamp support

7

Spatelhalter aus Kunststoff

blade holder made of plastic

8

Nasenspekulum verchromt mit Stellschraube

nasal speculum, chrome-plated, with set screw

9

2,5 V

Ersatzlampe

spare bulb

10

Lieferung in weißer Hartschalenbox

packaged in a white hard-top box

REF 01.79103.001

REF 01.79102.001

REF 01.79201.001

REF 01.79202.001

REF 12.75111.013

REF 01.79207.022

aufladbar in Ladestation KaWe MedCharge® 4000 in Verbindung mit Ladebatterie / rechargeable in KaWe MedCharge® 4000 charging station with rechargeable battery

Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten / Batteries are not included

Basic Set C10 / E16 (EU)

OTOSKOP-/OPHTHALMOSKOP-SET | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET



2,5 V		Basic Set C10 / E16 (EU)		REF 02.01104.002
1	2,5 V	Otoskop-Kopf	otoscope head	REF 01.73210.021
	 VL 	KaWe COMBILIGHT® C10 Vakuum-Lampe Leuchtmittel REF 12.75111.013 Standardbeleuchtung mit 3-facher Lupenvergrößerung	KaWe COMBILIGHT® C10 vacuum bulb illuminant REF 12.75111.013 standard illumination with 3X-magnification	
2	2,5 V	Ophthalmoskop-Kopf	ophthalmoscope head	REF 01.81161.001
	 VL  EU 	KaWe EUROLIGHT® E16 Vakuum-Lampe 6 Blenden Grünfilter, asphärische Präzisionsoptik Leuchtmittel REF 12.75113.003 mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien	KaWe EUROLIGHT® E16 vacuum bulb 6 apertures green filter, aspherical precision optics illuminant REF 12.75113.003 with lens correction dial incremental steps from +20 to -20 dioptres	
3	1,5 V	Griff	handle	REF 01.74110.002
	  	Schraubverschluss dimmbar Batterie-/Ladegriff C, mittel Batterien: 2 Baby, Typ C	fastening screw connection dimmmable battery/charging handle C, medium batteries: 2 type C	
		Zubehör	accessories	
4	(» 23)	3 Dauer-Ohrtrichter Ø 2,5 / 3,5 / 4,5 mm	3 reusable ear funnels Ø 2.5 / 3.5 / 4.5 mm	REF 01.79103.001
5		2 Kehlkopfspiegel Ø Gr. 3: 20 mm, Gr. 4: 22 mm	2 laryngeal mirrors Ø size 3: 20 mm, size 4: 22 mm	REF 01.79102.001
6		Lampenträger gebogen	curved lamp support	REF 01.79201.001
7		Spatelhalter aus Kunststoff	blade holder made of plastic	REF 01.79202.001
8		Nasenspekulum verchromt mit Stellschraube	nasal speculum, chrome-plated, with set screw	REF 12.75111.013
9	2,5 V	Ersatzlampe	spare bulb	REF 01.79207.022
10		Lieferung in weißer Hartschalenbox	packaged in a white hard-top box	

 aufladbar in Ladestation KaWe MedCharge® 4000 in Verbindung mit Ladebatterie / rechargeable in KaWe MedCharge® 4000 charging station with rechargeable battery

 Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten / Batteries are not included

KaWe EUROLIGHT® C10 / E10

OTOSKOP-/OPHTHALMOSKOP-SET | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET



2 Köpfe, 1 Blende, 1 Griff | 2 heads, 1 aperture, 1 handle

2,5 V		KaWe EUROLIGHT® C10 / E10		REF 02.11002.001
1	2,5 V	Otoskop-Kopf	otoscope head	REF 01.73110.001
		KaWe EUROLIGHT® C10	KaWe EUROLIGHT® C10	
	VL	Vakuum-Lampe	vacuum bulb	
		Leuchtmittel REF 12.75111.013	illuminant REF 12.75111.013	
		Standardbeleuchtung	standard illumination	
		mit 3-facher Lupenvergrößerung	with 3X-magnification	
2	2,5 V	Ophthalmoskop-Kopf	ophthalmoscope head	REF 01.81100.001
		KaWe EUROLIGHT® E10	KaWe EUROLIGHT® E10	
	VL	Vakuum-Lampe	vacuum bulb	
		1 Blende	1 aperture	
		Leuchtmittel REF 12.75114.003	illuminant REF 12.75114.003	
		mit Korrektionslinsenrad	with lens correction dial	
		stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien	incremental steps from +20 to -20 dioptries	
		asphärische Präzisionsoptik	aspherical precision optics	
3	1,5 V	Griff	handle	REF 01.74110.002
		Schraubverschluss	fastening screw connection	
		dimmbar	dimmable	
		Batterie-/Ladegriff C, mittel	battery/charging handle C, medium	
		Batterien: 2 Baby, Typ C	batteries: 2 type C	
		Zubehör	accessories	
4	(» 23)	Einweg-Ohrtrichter 10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4 mm	disposable ear funnels 10 x Ø 2.5 mm, 10 x Ø 4 mm	REF 01.78301.001
5		Lieferung in schwarzer Reißverschluss tasche	packaged in black bag with zipper	

aufladbar in Ladestation KaWe MedCharge® 4000 in Verbindung mit Ladebatterie / rechargeable in KaWe MedCharge® 4000 charging station with rechargeable battery

Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten / Batteries are not included

KaWe EUROLIGHT® PRO SET LED 2,5 V

OTOSKOP-/OPHTHALMOSKOP-SET | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET



59

2,5 V		KaWe EUROLIGHT® PRO SET LED 2,5 V		REF 02.15008.003
1	2,5 V	Otoskop-Kopf	otoscope head	REF 01.73135.501
		KaWe EUROLIGHT® F.O.30 LED	KaWe EUROLIGHT® F.O.30 LED	
	LED	LED-Lampe	LED bulb	
		Leuchtmittel REF 12.75153.003	illuminant REF 12.75153.003	
		LED-Beleuchtung	LED illumination	
		mit 3-facher Lupenvergrößerung	with 3X-magnification	
2	2,5 V	Ophthalmoskop-Kopf	ophthalmoscope head	REF 01.84255.021
		KaWe EUROLIGHT® E35 LED	KaWe EUROLIGHT® E35 LED	
	LED	LED-Lampe	LED bulb	
		5 Blenden	5 apertures	
	EU	Grünfilter	green filter	
		Leuchtmittel REF 12.75156.003	illuminant REF 12.75156.003	
		mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +35 bis -36 Dioptrien, 1-stufig, 71 Linsen	with lens correction dial, incremental steps from +35 to -36 dioptres, single-diopter steps, 71 lenses	
		asphärische Präzisionsoptik	aspherical precision optics	
3	1,5 V	Griff	handle	REF 01.74130.002
		Clic-Verschluss	click-on connection	
		dimmbar	dimmable	
		Metall-Ladegriff C, mittel	metal charging handle C, medium	
		Zubehör	accessories	
4	(»22)	Einweg-Ohrtrichter 10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4 mm	disposable ear funnels 10 x Ø 2.5 mm, 10 x Ø 4 mm	
	(»23)	Dauer-Ohrtrichter 2 x Ø 2,5 mm, 2 x Ø 4 mm	reusable ear funnels 2 x Ø 2.5 mm, 2 x Ø 4 mm	
5		Lieferung in weißer Hartschalenbox	packaged in a white hard-top box	REF 01.79107.022

KaWe EUROLIGHT® F.O.30 LED / E36 (EU) 3,5 V

OTOSKOP-/OPHTHALMOSKOP-SET | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET



2 Köpfe, 6 Blenden, 1 Griff | 2 heads, 6 apertures, 1 handle

3,5 V		KaWe EUROLIGHT® F.O.30 LED / E36 (EU) 3,5 V		REF 02.18004.002
1	3,5 V	Otoskop-Kopf	otoscope head	REF 01.73137.611
		KaWe EUROLIGHT® F.O.30 LED	KaWe EUROLIGHT® F.O.30 LED	
	LED hp	LED high power-Lampe	LED high power bulb	
		Leuchtmittel REF 12.75253.003	illuminant REF 12.75253.003	
		LED-Beleuchtung	LED illumination	
		mit 3-facher Lupenvergrößerung	with 3X-magnification	
2	3,5 V	Ophthalmoskop-Kopf	ophthalmoscope head	REF 01.85361.001
		KaWe EUROLIGHT® E36	KaWe EUROLIGHT® E36	
	XH	Xenon/Halogen-Lampe	xenon/halogen bulb	
		6 Blenden	6 apertures	
	EU	Grünfilter	green filter	
		Leuchtmittel REF 12.75232.003	illuminant REF 12.75232.003	
		mit Korrektionslinsenrad	with lens correction dial	
		stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien	incremental steps from +20 to -20 dioptries	
		asphärische Präzisionsoptik	aspherical precision optics	
3	3,5 V	Griff	handle	REF 01.74131.062
		Clic-Verschluss	click-on connection	
		dimmbar	dimmable	
		Ladegriff C, mittel, inkl. Li-Ion Ladebatterie, nur in Verbindung mit KaWe MedCharge® 4000 verwendbar (»189)	charging handle C, medium, incl. Li-ion rechargeable battery, only to be used with the KaWe MedCharge® 4000 charging station (»189)	
		Zubehör	accessories	
4	(»22)	Einweg-Ohrtrichter 10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4 mm	disposable ear funnels 10 x Ø 2.5 mm, 10 x Ø 4 mm	REF 01.79107.022
5		Lieferung in weißer Hartschalenbox	packaged in a white hard-top box	

Ladebatterie im Lieferumfang enthalten / rechargeable battery is included

KaWe COMBILIGHT® F.O.30 LED / E30

OTOSKOP-/OPHTHALMOSKOP-SET | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET



61

2,5 V		KaWe COMBILIGHT® F.O.30 LED / E30		REF 02.23001.001
1	2,5 V	Otoskop-Kopf	otoscope head	REF 01.73230.021
		KaWe COMBILIGHT® F.O.30	KaWe COMBILIGHT® F.O.30	
	XL	Xenon-Lampe	xenon bulb	
		Leuchtmittel REF 12.75144.013	illuminant REF 12.75144.013	
		Xenon-Beleuchtung	xenon illumination	
		mit 3-facher Lupenvergrößerung	with 3X-magnification	
2	2,5 V	Ophthalmoskop-Kopf	ophthalmoscope head	REF 01.81300.001
		KaWe EUROLIGHT® E30	KaWe EUROLIGHT® E30	
	VL	Vakuum-Lampe	vacuum bulb	
		1 Blende	1 aperture	
		Leuchtmittel REF 12.75112.003	illuminant REF 12.75112.003	
		mit Korrektionslinsenrad	with lens correction dial	
		stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien	incremental steps from +20 to -20 dioptres	
		asphärische Präzisionsoptik	aspherical precision optics	
3	1,5 V	Griff	handle	REF 01.74130.002
		Clic-Verschluss	click-on connection	
		dimmbar	dimmable	
		Batterie-/Ladegriff C, mittel	battery/charging handle C, medium	
		Batterien: 2 Baby, Typ C	batteries: 2 type C	
		Zubehör	accessories	
4	(»22)	Einweg-Ohrtrichter 10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4 mm	disposable ear funnels 10 x Ø 2.5 mm, 10 x Ø 4 mm	REF 01.78301.001
5		Lieferung in schwarze Reißverschlusstasche	packaged in a black bag with zipper	

aufladbar in Ladestation KaWe MedCharge® 4000 in Verbindung mit Ladebatterie / rechargeable in KaWe MedCharge® 4000 charging station with rechargeable battery

Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten / Batteries are not included

KaWe COMBILIGHT® F.O.30 / E36 (EU)

OTOSKOP-/OPHTHALMOSKOP-SET | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET



2 Köpfe, 6 Blenden, 1 Griff | 2 heads, 6 apertures, 1 handle

2,5 V		KaWe COMBILIGHT® F.O.30 / E36 (EU)		REF 02.23004.001
1	2,5 V	Otoskop-Kopf	otoscope head	REF 01.73230.021
		KaWe COMBILIGHT® F.O.30	KaWe COMBILIGHT® F.O.30	
	XL	Xenon-Lampe	xenon bulb	
		Leuchtmittel REF 12.75144.013	illuminant REF 12.75144.013	
		Xenon-Beleuchtung	xenon illumination	
		mit 3-facher Lupenvergrößerung	with 3X-magnification	
2	2,5 V	Ophthalmoskop-Kopf	ophthalmoscope head	REF 01.81361.001
		KaWe EUROLIGHT® E36	KaWe EUROLIGHT® E36	
	XH	Xenon/Halogen-Lampe	xenon/halogen bulb	
		6 Blenden	6 apertures	
	EU	Grünfilter	green filter	
		Leuchtmittel REF 12.75132.003	illuminant REF 12.75132.003	
		mit Korrektionslinsenrad	with lens correction dial	
		stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien	incremental steps from +20 to -20 dioptres	
		asphärische Präzisionsoptik	aspherical precision optics	
3	1,5 V	Griff	handle	REF 01.74130.002
		Clic-Verschluss	click-on connection	
		dimmbar	dimmable	
		Batterie-/Ladegriff C, mittel	battery/charging handle C, medium	
		Batterien: 2 Baby, Typ C	batteries: 2 type C	
		Zubehör	accessories	
4	(» 22)	Einweg-Ohrtrichter 10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4 mm	disposable ear funnels 10 x Ø 2.5 mm, 10 x Ø 4 mm	
5		Lieferung in weißer Hartschalenbox	packaged in a white hard-top box	REF 01.79107.022

aufladbar in Ladestation KaWe MedCharge® 4000 in Verbindung mit Ladebatterie / rechargeable in KaWe MedCharge® 4000 charging station with rechargeable battery

Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten / Batteries are not included

KaWe COMBILIGHT® F.O.30 / E36 (EU)

OTOSKOP-/OPHTHALMOSKOP-SET | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET



63

2,5 V	KaWe COMBILIGHT® F.O.30 / E36 (EU)		REF 02.23014.002
1	2,5 V	Otoskop-Kopf	otoscope head
	KaWe COMBILIGHT® F.O.30		KaWe COMBILIGHT® F.O.30
XL	Xenon-Lampe		xenon bulb
	Leuchtmittel REF 12.75144.013		illuminant REF 12.75144.013
	Xenon-Beleuchtung		xenon illumination
	mit 3-facher Lupenvergrößerung		with 3X-magnification
2	2,5 V	Ophthalmoskop-Kopf	ophthalmoscope head
	KaWe EUROLIGHT® E36		KaWe EUROLIGHT® E36
XH	Xenon/Halogen-Lampe		xenon/halogen bulb
	6 Blenden		6 apertures
EU	Grünfilter		green filter
	Leuchtmittel REF 12.75132.003		illuminant REF 12.75132.003
	mit Korrektionslinsenrad		with lens correction dial
	stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien		incremental steps from +20 to -20 dioptries
	asphärische Präzisionsoptik		aspherical precision optics
3	1,5 V	Griff	handle
	Clic-Verschluss		click-on connection
	dimmbar		dimmable
	Batterie-/Ladegriff C, mittel		battery/charging handle C, medium
	Batterien: 2 Baby, Typ C		batteries: 2 type C
	Zubehör		accessories
4	(»23)	Dauer-Ohrtrichter 5 x Ø 2,5 mm, 5 x Ø 4 mm	reusable ear funnels 5 x Ø 2.5 mm, 5 x Ø 4 mm
5	XL 2,5 V	Ersatzlampe, Xenon	spare bulb, xenon
6	HL 2,5 V	Ersatzlampe, Halogen	spare bulb, halogen
7		Nasenleuchte	nose light
8		Finoff-Leuchte XL	Finoff lamp XL
9		Kehlkopfspiegel gerade	laryngeal mirror, straight
10		Lieferung in weißer Hartschalenbox	packaged in a white hard-top box

aufladbar in Ladestation KaWe MedCharge® 4000 in Verbindung mit Ladebatterie / rechargeable in KaWe MedCharge® 4000 charging station with rechargeable battery

Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten / Batteries are not included

KaWe COMBILIGHT® F.O.30 / E36 (EU/US) 3,5 V

3,5 V

OTOSKOP-/OPHTHALMOSKOP-SET | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET



2 Köpfe, 6 Blenden, 1 Griff | 2 heads, 6 apertures, 1 handle

3,5 V

KaWe COMBILIGHT® F.O.30 / E36 (EU)

REF 02.24004.102

KaWe COMBILIGHT® F.O.30 / E36 (US)

REF 02.24005.102

1	3,5 V	Otoskop-Kopf	otoscope head	REF 01.73232.021
		KaWe COMBILIGHT® F.O.30	KaWe COMBILIGHT® F.O.30	
	XL	Xenon-Lampe	xenon bulb	
		Leuchtmittel REF 12.75241.003	illuminant REF 12.75241.003	
		Xenon-Beleuchtung	xenon illumination	
		mit 3-facher Lupenvergrößerung	with 3X-magnification	
2	3,5 V	Ophthalmoskop-Kopf (EU)	ophthalmoscope head (EU)	REF 01.85361.001
2	3,5 V	Ophthalmoskop-Kopf (US)	ophthalmoscope head (US)	REF 01.85366.001
		KaWe EUROLIGHT® E36	KaWe EUROLIGHT® E36	
	XH	Xenon/Halogen-Lampe	xenon/halogen bulb	
		6 Blenden	6 apertures	
	EU	Grünfilter	green filter	
	US	Blaufilter	blue filter	
		Leuchtmittel REF 12.75232.003	illuminant REF 12.75232.003	
		mit Korrektionslinsenrad	with lens correction dial	
		stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien	incremental steps from +20 to -20 dioptries	
		asphärische Präzisionsoptik	aspherical precision optics	
3	3,5 V	Griff	handle	REF 01.74131.062
		Clic-Verschluss	click-on connection	
		dimmbar	dimmable	
		Ladegriff C, mittel, inkl. Li-Ion Ladebatterie,	charging handle C, medium, incl. Li-ion	
		nur in Verbindung mit KaWe MedCharge® 4000	rechargeable battery, only to be used with the	
		verwendbar (»189)	KaWe MedCharge® 4000 charging station (»189)	
4	(»22)	Zubehör	accessories	REF 01.79107.022
		Einweg-Ohrtrichter 10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4 mm	disposable ear funnels 10 x Ø 2.5 mm, 10 x Ø 4 mm	
		Lieferung in weißer Hartschalenbox	packaged in a white hard-top box	

Ladebatterie im Lieferumfang enthalten / rechargeable battery is included



KaWe COMBILIGHT® F.O.30 LED / E36 (EU)

OTOSKOP-/OPHTHALMOSKOP-SET | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET



65

2,5 V		KaWe COMBILIGHT® F.O.30 LED / E36 (EU)		REF 02.25004.002
1	2,5 V	Otoskop-Kopf	otoscope head	REF 01.73230.521
		KaWe COMBILIGHT® F.O.30 LED	KaWe COMBILIGHT® F.O.30 LED	
	LED	LED-Lampe	LED bulb	
		Leuchtmittel REF 12.75153.003	illuminant REF 12.75153.003	
		LED-Beleuchtung	LED illumination	
		mit 3-facher Lupenvergrößerung	with 3X-magnification	
2	2,5 V	Ophthalmoskop-Kopf	ophthalmoscope head	REF 01.81361.001
		KaWe EUROLIGHT® E36	KaWe EUROLIGHT® E36	
	XH	Xenon/Halogen-Lampe	xenon/halogen bulb	
		6 Blenden	6 apertures	
	EU	Grünfilter	green filter	
		Leuchtmittel REF 12.75132.003	illuminant REF 12.75132.003	
		mit Korrektionslinsenrad	with lens correction dial	
		stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien	incremental steps from +20 to -20 dioptres	
		asphärische Präzisionsoptik	aspherical precision optics	
3	1,5 V	Griff	handle	REF 01.74130.002
		Clic-Verschluss	click-on connection	
		dimmbar	dimmable	
		Batteriegriff C, mittel	battery handle C, medium	
		Batterien: 2 Baby, Typ C	batteries: 2 type C	
		Zubehör	accessories	
4	(»22)	Einweg-Ohrtrichter 10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4 mm	disposable ear funnels 10 x Ø 2.5 mm, 10 x Ø 4 mm	REF 01.79107.022
5		Lieferung in weißer Hartschalenbox	packaged in a white hard-top box	

KaWe COMBILIGHT® F.O.30 LED / E36 (EU) 3,5 V

OTOSKOP-/OPHTHALMOSKOP-SET | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET



2 Köpfe, 6 Blenden, 1 Griff | 2 heads, 6 apertures, 1 handle

3,5 V		KaWe COMBILIGHT® F.O.30 LED / E36 (EU) 3,5 V		REF 02.28004.002
1	3,5 V	Otoskop-Kopf	otoscope head	REF 01.73232.631
		KaWe COMBILIGHT® F.O.30 LED	KaWe COMBILIGHT® F.O.30 LED	
	LED hp	LED high power-Lampe	LED high power bulb	
		Leuchtmittel REF 12.75253.003	illuminant REF 12.75253.003	
		LED-Beleuchtung	LED illumination	
		mit 3-facher Lupenvergrößerung	with 3X-magnification	
2	3,5 V	Ophthalmoskop-Kopf	ophthalmoscope head	REF 01.85361.001
		KaWe EUROLIGHT® E36	KaWe EUROLIGHT® E36	
	XH	Xenon/Halogen-Lampe	xenon/halogen bulb	
		6 Blenden	6 apertures	
	EU	Grünfilter	green filter	
		Leuchtmittel REF 12.75232.003	illuminant REF 12.75232.003	
		mit Korrektionslinsenrad	with lens correction dial	
		stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien	incremental steps from +20 to -20 dioptries	
		asphärische Präzisionsoptik	aspherical precision optics	
3	3,5 V	Griff	handle	REF 01.74131.062
		Clic-Verschluss	click-on connection	
		dimmbar	dimmable	
		Ladegriff C, mittel, inkl. Li-Ion Ladebatterie, nur in Verbindung mit KaWe MedCharge® 4000 verwendbar (»189)	charging handle C, medium, incl. Li-ion rechargeable battery, only to be used with the KaWe MedCharge® 4000 charging station (»189)	
		Zubehör	accessories	
4	(»22)	Einweg-Ohrtrichter 10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4 mm	disposable ear funnels 10 x Ø 2.5 mm, 10 x Ø 4 mm	
5		Lieferung in weißer Hartschalenbox	packaged in a white hard-top box	REF 01.79107.022



KaWe COMBILIGHT® F.O.30 LED / E36 (EU) 3,5 V

OTOSKOP-/OPHTHALMOSKOP-SET | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET



2 Köpfe, 6 Blenden, 1 Griff | 2 heads, 6 apertures, 1 handle

3,5 V		KaWe COMBILIGHT® F.O.30 LED / E36 (EU) 3,5 V		REF 02.28014.002
1	3,5 V	Otoskop-Kopf	otoscope head	REF 01.73232.631
	LED hp	KaWe COMBILIGHT® F.O.30 LED	KaWe COMBILIGHT® F.O.30 LED	
		LED high power-Lampe	LED high power bulb	
		Leuchtmittel REF 12.75253.003	illuminant REF 12.75253.003	
		LED-Beleuchtung	LED illumination	
		mit 3-facher Lupenvergrößerung	with 3X-magnification	
2	3,5 V	Ophthalmoskop-Kopf	ophthalmoscope head	REF 01.85361.001
	XH	KaWe EUROLIGHT® E36	KaWe EUROLIGHT® E36	
		Xenon/Halogen-Lampe	xenon/halogen bulb	
		6 Blenden	6 apertures	
	EU	Grünfilter	green filter	
		Leuchtmittel REF 12.75232.003	illuminant REF 12.75232.003	
		mit Korrektionslinsenrad	with lens correction dial	
		stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien	incremental steps from +20 to -20 dioptres	
		asphärische Präzisionsoptik	aspherical precision optics	
3	3,5 V	Griff	handle	REF 01.74131.062
		Clic-Verschluss	click-on connection	
		dimmbar	dimmable	
		Ladegriff C, mittel, inkl. Li-Ion Ladebatterie,	charging handle C, medium, incl. Li-ion	
		nur in Verbindung mit KaWe MedCharge® 4000	rechargeable battery, only to be used with the	
		verwendbar (» 189)	KaWe MedCharge® 4000 charging station (» 189)	
		Zubehör	accessories	
4	(» 23)	Dauer-Ohrtrichter 5 x Ø 2,5 mm, 5 x Ø 4 mm	reusable ear funnels 5 x Ø 2.5 mm, 5 x Ø 4 mm	REF 01.72211.001
5	XL 3,5 V	Ersatzlampe, Xenon	spare bulb, xenon	REF 12.75241.003
6	XH 3,5 V	Ersatzlampe, Xenon/Halogen	spare bulb, xenon/halogen	REF 12.75232.003
7		Nasenleuchte	nose light	REF 01.79305.001
8		Finoff-Leuchte XL	Finoff lamp XL	REF 01.79306.001
9		Kehlkopfspiegel gerade	laryngeal mirror, straight	REF 01.79307.001
10		Lieferung in weißer Hartschalenbox	packaged in a white hard-top box	REF 01.79112.022

KaWe PICCOLIGHT® C / E50

OTOSKOP-/OPHTHALMOSKOP-SET | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET



Erhältlich in Farben
available in colors

■ night
■ sky
■ stone

2 Köpfe, 1 Blende, 1 Griff | 2 heads, 1 aperture, 1 handle

2,5 V

KaWe PICCOLIGHT® C / E50

C / E50

night

night

REF 02.31001.021

C / E50

sky

sky

REF 02.31001.232

C / E50

stone

stone

REF 02.31001.262

1

2,5 V

Otoskop-Kopf

otoscope head



VL

KaWe PICCOLIGHT® C

KaWe PICCOLIGHT® C

Vakuum-Lampe

vacuum bulb

Leuchtmittel REF 12.75111.013

illuminant REF 12.75111.013

Standardbeleuchtung

standard illumination

mit 3-facher Lupenvergrößerung

with 3X-magnification

REF 01.73300.021

REF 01.73300.231

REF 01.73300.261

2

2,5 V

Ophthalmoskop-Kopf

ophthalmoscope head



VL

KaWe PICCOLIGHT® E50

KaWe EUROLIGHT® E50

Vakuum-Lampe

vacuum bulb

1

1 Blende

1 aperture

Leuchtmittel REF 12.75112.003

illuminant REF 12.75112.003

mit Korrektionslinsenrad
stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien
asphärische Präzisionsoptik

with lens correction dial
incremental steps from +20 to -20 dioptries
aspherical precision optics

REF 01.83500.021

REF 01.83500.231

REF 01.83500.261

3

1,5 V

Griff

handle



Batteriegriff AA

battery handle AA



Batterien: 2 Mignon, Typ AA

batteries: 2 Mignon, type AA

REF 01.74200.021

REF 01.74200.231

REF 01.74200.261

Zubehör

accessories

4

(»22)

Einweg-Ohrtrichter 10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4 mm

disposable ear funnels 10 x Ø 2.5 mm, 10 x Ø 4 mm

Lieferung in schwarzer Stofftasche

packaged in black cloth bag

Umverpackung = Karton


outer packaging = box

5

⊗ Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten / Batteries are not included

KaWe PICCOLIGHT® F.O. / E50

OTOSKOP-/OPHTHALMOSKOP-SET | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET



69

2,5 V**KaWe PICCOLIGHT® F.O. / E50**

F.O. / E50

night

night



REF 02.33001.021

F.O. / E50

sky

sky



REF 02.33001.232

F.O. / E50

stone

stone



REF 02.33001.262

1**2,5 V****Otoskop-Kopf****otoscope head**

KaWe PICCOLIGHT® F.O.

KaWe PICCOLIGHT® F.O.

XL

Xenon-Lampe

xenon bulb



Leuchtmittel REF 12.75144.013

illuminant REF 12.75144.013

Xenon-Beleuchtung

xenon illumination

mit 3-facher Lupenvergrößerung

with 3X-magnification



REF 01.73310.021



REF 01.73310.231



REF 01.73310.261

2**2,5 V****Ophthalmoskop-Kopf****ophthalmoscope head**

KaWe PICCOLIGHT® E50

KaWe PICCOLIGHT® E50

VL

Vakuum-Lampe

vacuum bulb



1 Blende

1 aperture



Leuchtmittel REF 12.75112.003

illuminant REF 12.75112.003

mit Korrektionslinsenrad
stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien
asphärische Präzisionsoptikwith lens correction dial
incremental steps from +20 to -20 dioptries
aspherical precision optics

REF 01.83500.021



REF 01.83500.231



REF 01.83500.261

3**1,5 V****Griff****handle**

Batteriegriff AA

battery handle AA



Batterien: 2 Mignon, Typ AA

batteries: 2 Mignon, type AA



REF 01.74200.021



REF 01.74200.231



REF 01.74200.261

Zubehör**accessories****4**

(»22)

Einweg-Ohrtrichter 10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4 mm

disposable ear funnels 10 x Ø 2.5 mm, 10 x Ø 4 mm

Lieferung in schwarzer Stofftasche

packaged in black cloth bag

Umverpackung = Karton

outer packaging = box

5

Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten / Batteries are not included

KaWe PICCOLIGHT® F.O. / E55

OTOSKOP-/OPHTHALMOSKOP-SET | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET



Erhältlich in Farbe
available in color

sky

2 Köpfe, 5 Blenden, 2 Griffe | 2 heads, 5 apertures, 2 handles

2,5 V		KaWe PICCOLIGHT® F.O. / E55 + Cliplight		REF 02.33490.231
1	2,5 V	Otoskop-Kopf	otoscope head	REF 01.73310.231
		KaWe PICCOLIGHT® F.O.	KaWe PICCOLIGHT® F.O.	
	XL	Xenon-Lampe	xenon bulb	
		Leuchtmittel REF 12.75144.013	illuminant REF 12.75144.013	
		Xenon-Beleuchtung	xenon illumination	
		mit 3-facher Lupenvergrößerung	with 3X-magnification	
2	2,5 V	Ophthalmoskop-Kopf	ophthalmoscope head	REF 01.83555.231
		KaWe PICCOLIGHT® E55	KaWe EUROLIGHT® E55	
	VL	Vakuum-Lampe	vacuum bulb	
	5	5 Blenden	5 apertures	
		Leuchtmittel REF 12.75112.003	illuminant REF 12.75112.003	
		mit Korrektionslinsenrad	with lens correction dial	
		stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien	incremental steps from +20 to -20 dioptries	
		asphärische Präzisionsoptik	aspherical precision optics	
3	1,5 V	2 Griffe	2 handles	REF 01.74200.231
		Batteriegriffe AA	battery handles AA	
		Batterien: je 2 Mignon, Typ AA	batteries: each 2 Mignon, type AA	
		+	+	
4	1,5 V	Cliplight Diagnostikleuchte, blau	Cliplight diagnostic lamp, blue	REF 12.05201.234
		aus Metall, mit Clipkontakt	made of metal, with clip contact	
		lackiert, glatte Oberfläche	painted, smooth surface	
		inkl. Batterien: 2 Micro, Typ AAA	incl. batteries: 2 Micro, type AAA	
		Zubehör	accessories	
5	(⇒22)	Einweg-Ohrtrichter 5 x Ø 2,5 mm, 5 x Ø 4 mm	disposable ear funnels 5 x Ø 2.5 mm, 5 x Ø 4 mm	
6		Lieferung in schwarzer Stofftasche	packaged in a black cloth bag	

⊗ Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten / Batteries are not included

KaWe PICCOLIGHT® F.O. / E56 (EU/US)

OTOSKOP-/OPHTHALMOSKOP-SET | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET



71

2,5 V		KaWe PICCOLIGHT® F.O. / E56 (EU/US)		EU	US
F.O. / E56	night	night	REF 02.33404.022	REF 02.33405.022	
F.O. / E56	sky	sky	REF 02.33404.232	REF 02.33405.232	
F.O. / E56	stone	stone	REF 02.33404.262	REF 02.33405.262	
1	2,5 V	Otoskop-Kopf	otoscope head		
	KaWe PICCOLIGHT® F.O.	KaWe PICCOLIGHT® F.O.			
XL	Xenon-Lampe	xenon bulb	REF 01.73310.021		
	Leuchtmittel REF 12.75144.013	illuminant REF 12.75144.013	REF 01.73310.231		
	Xenon-Beleuchtung	xenon illumination	REF 01.73310.261		
	mit 3-facher Lupenvergrößerung	with 3X-magnification			
2	2,5 V	Ophthalmoskop-Kopf	ophthalmoscope head		
	KaWe PICCOLIGHT® E50	KaWe PICCOLIGHT® E50			
XH	Xenon/Halogen-Lampe	xenon/halogen bulb	REF 01.83561.021	REF 01.83566.021	
6	6 Blenden	6 apertures	REF 01.83561.231	REF 01.83566.231	
	Leuchtmittel REF 12.75132.003	illuminant REF 12.75132.003	REF 01.83561.261	REF 01.83566.261	
	mit Korrektionslinsenrad	with lens correction dial incremental			
	stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien	steps from +20 to -20 dioptres			
	asphärische Präzisionsoptik	aspherical precision optics			
3	1,5 V	2 Griffe	2 handles		
	Batteriegriff AA	battery handle AA	REF 01.74200.021		
	Batterien: je 2 Mignon, Typ AA	batteries: each 2 Mignon, type AA	REF 01.74200.231		
			REF 01.74200.261		
	Zubehör	accessories			
4	(»22)	Einweg-Ohrtrichter 10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4 mm	disposable ear funnels 10 x Ø 2.5 mm, 10 x Ø 4 mm		
5		Lieferung in weißer Hartschalenbox	packaged in a white hard-top box	REF 01.79110.022	

KaWe PICCOLIGHT® F.O. LED / E56 (EU/US)

OTOSKOP-/OPHTHALMOSKOP-SET | OTOSCOPE-/OPHTHALMOSCOPE SET



Erhältlich in Farben
available in colors

■ night
■ sky
■ stone

2 Köpfe, 6 Blenden, 2 Griffe | 2 heads, 6 apertures, 2 handles

2,5 V		KaWe PICCOLIGHT® F.O. LED / E56		EU	US
F.O.LED/E56	night	night	■	REF 02.35404.022	REF 02.35405.022
F.O.LED/E56	sky	sky	■	REF 02.35404.232	REF 02.35405.232
F.O.LED/E56	stone	stone	■	REF 02.35404.262	REF 02.35405.262
1	2,5 V	Otoskop-Kopf	otoscope head		
	KaWe PICCOLIGHT® F.O. LED	KaWe PICCOLIGHT® F.O. LED			
LED	LED-Lampe	LED bulb	■	REF 01.73520.021	
	Leuchtmittel REF 12.75153.003	illuminant REF 12.75153.003	■	REF 01.73520.231	
	LED-Beleuchtung	LED illumination	■	REF 01.73520.261	
	mit 3-facher Lupenvergrößerung	with 3X-magnification			
2	2,5 V	Ophthalmoskop-Kopf	ophthalmoscope head		
	KaWe PICCOLIGHT® E56	KaWe PICCOLIGHT® E56			
XH	Xenon/Halogen-Lampe	xenon/halogen bulb	■	REF 01.83561.021	REF 01.83566.021
	6 Blenden	6 apertures	■	REF 01.83561.231	REF 01.83566.231
	Leuchtmittel REF 12.75132.003	illuminant REF 12.75132.003	■	REF 01.83561.261	REF 01.83566.261
	mit Korrektionslinsenrad	with lens correction dial incremental			
	stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien	steps from +20 to -20 dioptres			
	asphärische Präzisionsoptik	aspherical precision optics			
3	1,5 V	2 Griffe	2 handles		
	Batteriegriff AA	battery handle AA	■	REF 01.74200.021	
	Batterien: je 2 Mignon, Typ AA	batteries: each 2 Mignon, type AA	■	REF 01.74200.231	
			■	REF 01.74200.261	
	Zubehör	accessories			
4	(»22)	Einweg-Ohrtrichter	disposable ear funnels		
	10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4 mm	10 x Ø 2.5 mm, 10 x Ø 4 mm			
5		Lieferung in weißer Hartschalenbox	packaged in a white hard-top box		
				REF 01.79110.022	

Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten / Batteries are not included

Zubehör | Accessories

FÜR DIAGNOSTIK-SETS | FOR DIAGNOSTIC SETS

Weißer Hartschalen-Box | White hard-top box

box allein, weiß
box only, white



für | for
KaWe EUROLIGHT®
KaWe COMBILIGHT®

REF 01.79107.022

box allein, weiß
box only, white



für | for
KaWe PICCOLIGHT®

REF 01.79110.022

box allein, weiß
box only, white



für | for
KaWe COMBILIGHT®
mit Finoff-Zubehör | with Finoff accessories

REF 01.79112.022

box allein, weiß
box only, white



für | for
Basic-Set

REF 01.79207.022

73

box allein, weiß
box only, white



für | for
KaWe EUROLIGHT® E35

REF 01.79355.022

Taschen | Bags

Stofftasche, schwarz
cloth bag, black



für | for
KaWe PICCOLIGHT®

REF 01.78401.021

Reißverschlusstasche, schwarz
bag with zipper, black



für | for
KaWe EUROLIGHT®, KaWe COMBILIGHT®

REF 01.78301.001