



Instrumente-Metall

Metal Instruments



Ganzmetall-Spritzen | All-metal syringes

NACH SCHIMMELBUSCH | SCHIMMELBUSCH

Ganzmetall-Spritzen | All-metal syringes

- mit 2 Kanülen,
oliv und konisch
- mit 3 Ringen

- with 2 cannulae,
olive-shaped
and conical,
- with 3 rings



100 ccm

REF 11.05110.002

Ganzmetall-Spritzen | All-metal syringes

- mit 2 Kanülen,
oliv und konisch
- mit 3 Ringen

- with 2 cannulae,
olive-shaped
and conical,
- with 3 rings



150 ccm

REF 11.05115.002

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Wundkanüle Wound cannula

mit Gewinde M6, aus Metall
with M6 thread, made of metal



konisch | conical

REF 11.05901.001

Klistierkanüle Enema cannula

mit Gewinde M6, aus Metall
with M6 thread, made of metal



oliv | olive-shaped

REF 11.05902.001

Metallschutzschild Protective metal shield

mit Gewinde M6
with M6 thread



mit Ansatz | with connection

REF 11.05903.001

Zecken-Fix

ZECKENPINZETTE | TICK TWEEZERS

Zecken-Fix Zeckenpinzette | Zecken-Fix tick tweezers

- aus Edelstahl/Kunststoff
- sterilisierbar
- Mit Spezialschliff (ermöglicht besseres Greifen)
- einzeln verpackt
- stainless steel/plastic
- sterilizable
- with special non-slip surface (allows for better grip)
- individually packaged



VE = 10 St. | PU = 10 items

ab 10 St. im Verkaufsdisplay | min. of 10 in display box

REF 11.10001.002



Zur Anwendung bei Mensch und Tier, sterilisierbar.

Can be used for people and animals, sterilizable.

Allzweck-Verband-Schere | All-purpose bandage scissors

- aus Edelstahl/Kunststoff
- groß, 19 cm
- untere Schneidekante gezackt

- stainless steel/plastic
- large, 19 cm
- serrated lower edge



rot | red



VE = 5 St. | PU = 5 items

REF 11.15010.011

schwarz | black



VE = 5 St. | PU = 5 items

REF 11.15010.021

blau | blue



VE = 5 St. | PU = 5 items

REF 11.15010.031

gelb | yellow



VE = 5 St. | PU = 5 items

REF 11.15010.051

Scheren und Klemmen | Scissors and clamps

AUS EDELSTAHL | MADE OF STAINLESS STEEL

Listerschere | Lister scissors

- Edelstahl, matt
- für die Stations- und Notfallmedizin
- stainless steel, matte finish
- for the medical ward and emergency medicine



VE = 5 St. | PU = 5 items

Länge | length 14 cm

REF 11.15020.141

Länge | length 16 cm

REF 11.15020.161

Länge | length 18 cm

REF 11.15020.181

Peancklemme | Pean clamp

- gerade
- Edelstahl, matt
- für die Stations- und Notfallmedizin
- straight
- stainless steel, matte finish
- for the medical ward and emergency medicine



VE = 5 St. | PU = 5 items

Länge | length 14 cm

REF 11.20010.141

Länge | length 16 cm

REF 11.20010.161



Scheidenspekula | Vaginal specula

CUSCO | CUSCO

Cusco Scheidenspekula | Cusco vaginal specula

- standard
- Edelstahl, matt
- standard
- stainless steel, matte finish



Gr. size	Blattlänge blade length	Blattbreite blade width	
1	a = 75 mm	b = 32 mm	REF 11.40110.001
2	a = 85 mm	b = 35 mm	REF 11.40120.001
3	a = 100 mm	b = 37 mm	REF 11.40130.001

Cusco Scheidenspekula | Cusco vaginal specula

- Schweizer Modell
- Edelstahl, matt
- Swiss model
- stainless steel, matte finish



Gr. size	Blattlänge blade length	Blattbreite blade width	
1	a = 90 mm	b = 23 - 25 mm	REF 11.40210.001
2	a = 100 mm	b = 25 - 27 mm	REF 11.40220.001
3	a = 110 mm	b = 27 - 30 mm	REF 11.40230.001



Kehlkopfspiegel | Laryngeal mirrors

MIT ZUBEHÖR | WITH ACCESSORIES

Kehlkopfspiegel | Laryngeal mirrors

aus Metall | made of metal

00



0



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



VE = 5 St. | PU = 5 items

Gr.
size

00	Ø 8 mm	REF 11.30100.081
0	Ø 10 mm	REF 11.30100.101
1	Ø 12 mm	REF 11.30100.121
2	Ø 14 mm	REF 11.30100.141
3	Ø 16 mm	REF 11.30100.161
4	Ø 18 mm	REF 11.30100.181

Gr.
size

5	Ø 20 mm	REF 11.30100.201
6	Ø 22 mm	REF 11.30100.221
7	Ø 24 mm	REF 11.30100.241
8	Ø 26 mm	REF 11.30100.261
9	Ø 28 mm	REF 11.30100.281
10	Ø 30 mm	REF 11.30100.301

Schraubgriff | Handle with screw thread

– für Kehlkopfspiegel, aus Metall

– VE = 5 St.

– for laryngeal mirror, made of metal

– PU = 5 items



für | for REF 11.30100.081 - 11.30100.301

REF 11.30200.001

179