

Інформація про виріб Ростомір KaWe PERSON - CHECK®

Шановні клієнти, велике спасибі, що Ви прийняли рішення на користь виробу фірми KaWe. Наша продукція відома своєю високою якістю і довговічністю.

Перед використанням слід повністю і уважно прочитати інформацію про виріб і дотримуватися вказівок по догляду!

Перед використанням уважно ознайомтеся з інформацією про виріб.

Застосування: Використовувати ростомір KaWe PERSON - CHECK® дозволяється тільки спеціально навченому і допущеному персоналу. KaWe PERSON - CHECK® призначений для виміру зросту людини.

Призначення: Зручність при вимірі зросту людини полягає в тому, що планка, яка рухається, опускається до дотику з головою вимірюваного. Результат виміру (у см) зчитується з шкали.

Використання, не за призначенням/протипоказання для виробу: Інше використання або що виходить за рамки застосування вважається таким, що не відповідає призначенню. За ті, що виникають внаслідок цього ушкодження виробник відповідальності не несе. Випадки виникнення небезпечних ситуацій не відомі. За створення ризикованих ситуацій відповідає виключно Користувач.

Інші вказівки, догляд, зберігання : При використанні KaWe PERSON - CHECK® за призначенням і правильному складанні згідно з приписами він буде Вам надійно служити довгі роки.

Гарантія: При правильному використанні і обліку нашої інформації про виріб ми надаємо 2 роки гарантії з дня продажу. При виникненні питань або у разі можливого ремонту, зверніться до Вашого продавця в мережі спеціалізованої торгівлі!

Особливі приписи: Максимальна довжина вимірювальної стрічки 2,10 метри.

Обмеження регенерації : Часта підготовка виробу до застосування має незначну дію на нього. Термін служби (тривалість експлуатації) продукту залежить зазвичай від зносу і ушкоджень.

Вказівки Зберігання і транспорт : Ніяких особливих вимог.

Підготовка очищення : Ніяких особливих вимог.

Ручне очищення: Зовні KaWe PERSON - CHECK® можна протирати вологою, м'якою і не ворсистю тканиною.

Автоматичне очищення: Не можлива/немає необхідності.

Дезинфекція: Дезинфекція планшетки. При використанні чистячих і дезинфекційних розчинів, таких як Meliseptol®/Meliseptol® rapid врахуйте концентрацію вказану виробником. Зверніть увагу на час дезинфекційної витримки! Не використати абразивні засоби, що миються!

Обслуговування: Пошкоджені частини відсортувати, при необхідності замінити.

Контроль і експлуатаційна перевірка : Перевіряйте рухливі частини такі як вимірювальна планка на легкість ходу. Зорова перевірка на ушкодження і знос.

Упаковка: Ніяких особливих вимог.

Стерилізація: Не можлива/немає необхідності.

Зберігання: Ніяких особливих вимог.

Загальне приладдя: Додаткову інформацію по цьому виробу, Ви знайдете на нашому сайті: www.kawemed.de.

Виробник: **KaWe**

Контакт з виробником: Адреса або номер телефону продавця в мережі спеціалізованої торгівлі або наберіть +49-7141-68188-0.

Утилізація: Цей виріб утилізується відповідно до місцевих правил роздільного збору.